


MT 810

IB MT 810 IT-V4 3425, Revision Date: 2025-09-08



Descrizione del termometro	IT
1 Tasto ON/OFF 2 Display 3 Coperchio vano batterie 4 Sensore di misurazione 5 Area di pulizia e disinfezione (solo sonda del termometro)	
Installazione e configurazione del dispositivo Nel dispositivo è già installata una batteria. Quando sul display compare il simbolo di batteria scarica «⚡», è necessario sostituirla. Togliere il coperchio dello scomparto della batteria (3) dal termometro utilizzando uno strumento adeguato. Inserire la nuova batteria con il polo positivo (+) in alto. IMPORTANTE: Assicurarsi di avere una batteria nuova a portata di mano. Per il tipo di batteria corretto, fare riferimento alle specifiche tecniche. Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini/neonati. Questo manuale contiene informazioni importanti sul funzionamento e la sicurezza di questo dispositivo. Si prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il dispositivo e di conservarle per ogni futura consultazione.	
Informazioni importanti Descrizione del dispositivo Un termometro digitale è un dispositivo medico che utilizza i principi dell'equivalente termico conduttivo del contatto dispositivo-corpo e l'elaborazione del segnale digitale per calcolare e visualizzare una misurazione della temperatura corporea. Destinazione d'uso Il dispositivo è destinato a misurare la temperatura corporea. Utilizzatore previsto Il dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti e adolescenti con capacità visive, funzioni motorie e istruzioni adeguate, in grado di comprendere le istruzioni per l'uso e di utilizzare elettrodomestici generici. Pazienti previsti I pazienti target sono soggetti di tutte le età della popolazione generale. Ambiente e condizioni d'uso Il dispositivo è destinato all'uso in ambienti di assistenza sanitaria domiciliare (ad esempio in una normale abitazione senza personale medico), da parte del paziente (ad esempio per l'automisurazione) o di un addetto all'assistenza, e in strutture sanitarie professionali (ad esempio uno studio medico). Indicazioni Questo dispositivo misura la temperatura corporea al fine di ottenere indicazioni per: - Lo screening di malattie e condizioni legate a una temperatura corporea elevata o bassa. Controindicazioni - Il dispositivo non è adatto all'uso su cute lesa o danneggiata. - Non eseguire misurazioni per via rettale su persone con disturbi al retto. ATTENZIONE! NOTA: Le voci di avvertenza indicano situazioni potenzialmente pericolose che, se non evitate, possono causare morte, lesioni gravi o critiche all'utilizzatore o al paziente. - Il dispositivo può essere utilizzato solo per gli scopi descritti in questo manuale di istruzioni. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo non corretto. - I risultati delle misurazioni effettuate da questo dispositivo non costituiscono una diagnosi medica e non intendono sostituire il consulto e la diagnosi da parte di un professionista sanitario qualificato (ad esempio, medico, farmacista o un altro professionista sanitario autorizzato). Non utilizzare questo dispositivo per l'auto-diagnosi o l'autotrattamento di una condizione medica. Rivolgersi immediatamente a un operatore sanitario se il paziente è chiaramente indisposto e/o presenta sintomi fisiologici o medici. - Questo prodotto contiene una batteria a bottone. L'ingestione di una batteria a bottone può causare ustioni chimiche interne e sole due ore e portare alla morte. Smettere immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o inserite in un orifizio del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. - Non cercare di misurare la temperatura in parti del corpo non specificate in queste istruzioni. - Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza la supervisione di un adulto; alcune parti sono piccole e potrebbero essere ingerite. - Non camminare o correre durante la misurazione della temperatura. - Per ragioni di sicurezza (rischio di perforazione del retto) la misurazione per via rettale nei bambini di età inferiore a 3 anni deve essere eseguita solo da personale sanitario addestrato (utente professionale). Utilizzare piuttosto un metodo di misurazione alternativo. Per la misurazione della febbre per via rettale nei bambini di età inferiore a 3 anni, sono disponibili termometri con sonda flessibile. - Gli utenti professionali devono attenersi alle norme locali in materia di dispositivi medici.	

Informazioni importanti	
Descrizione del dispositivo	
Un termometro digitale è un dispositivo medico che utilizza i principi dell'equivalente termico conduttivo del contatto dispositivo-corpo e l'elaborazione del segnale digitale per calcolare e visualizzare una misurazione della temperatura corporea.	
Destinazione d'uso	
Il dispositivo è destinato a misurare la temperatura corporea.	
Utilizzatore previsto	
Il dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti e adolescenti con capacità visive, funzioni motorie e istruzione adeguate, in grado di comprendere le istruzioni per l'uso e di utilizzare elettrodomestici generici.	
Pazienti previsti	
I pazienti target sono soggetti di tutte le età della popolazione generale.	
Ambiente e condizioni d'uso	
Il dispositivo è destinato all'uso in ambienti di assistenza sanitaria domiciliare (ad esempio in una normale abitazione senza personale medico), da parte del paziente (ad esempio per l'automisurazione) o di un addetto all'assistenza, e in strutture sanitarie professionali (ad esempio uno studio medico).	
breve segnale acustico, beep, indica che il «termometro è acceso». Viene eseguito un test del display. Tutte le icone devono apparire sul display. Quando la temperatura ambiente è inferiore a 32 °C comparirà sul display (2) «L» e in alto a destra una «C» lampeggerà. Il termometro è ora pronto per l'uso.	
Autotest di funzionamento	
Il regolare funzionamento del termometro viene controllato ogni volta che si accende. Se nell'autotest di funzionamento viene individuata una disfunzione (inesattezza della misurazione), comparirà «ERR» sul display e non sarà possibile procedere alla misurazione. In questo caso, il termometro deve essere sostituito.	
Uso del termometro	
Selezionare il tipo di misurazione. Quando si effettua una misurazione la temperatura rilevata viene continuamente visualizzata ed il simbolo «C» lampeggia. Se si sente un segnale acustico per 10 volte ed il simbolo «C» smette di lampeggiare significa che la rilevazione della temperatura è terminata e il termometro è pronto per la lettura. Per prolungare la durata della batteria, spegnere il termometro dopo l'uso premendo brevemente il tasto ON/OFF (1). In ogni caso il termometro si spegnerà automaticamente dopo circa 10 minuti.	
Rivedere l'ultima misurazione	

Descrizione del termometro
Un termometro digitale è un dispositivo medico che utilizza i principi dell'equivalente termico conduttivo del contatto dispositivo-corpo e l'elaborazione del segnale digitale per calcolare e visualizzare una misurazione della temperatura corporea. Destinazione d'uso Il dispositivo è destinato a misurare la temperatura corporea. Utilizzatore previsto Il dispositivo è destinato all'uso da parte di adulti e adolescenti con capacità visive, funzioni motorie e istruzioni adeguate, in grado di comprendere le istruzioni per l'uso e di utilizzare elettrodomestici generici. Pazienti previsti I pazienti target sono soggetti di tutte le età della popolazione generale. Ambiente e condizioni d'uso Il dispositivo è destinato all'uso in ambienti di assistenza sanitaria domiciliare (ad esempio in una normale abitazione senza personale medico), da parte del paziente (ad esempio per l'automisurazione) o di un addetto all'assistenza, e in strutture sanitarie professionali (ad esempio uno studio medico). Indicazioni Questo dispositivo misura la temperatura corporea al fine di ottenere indicazioni per: - Lo screening di malattie e condizioni legate a una temperatura corporea elevata o bassa. Controindicazioni - Il dispositivo non è adatto all'uso su cute lesa o danneggiata. - Non eseguire misurazioni per via rettale su persone con disturbi al retto. ATTENZIONE! NOTA: Le voci di avvertenza indicano situazioni potenzialmente pericolose che, se non evitate, possono causare morte, lesioni gravi o critiche all'utilizzatore o al paziente. - Il dispositivo può essere utilizzato solo per gli scopi descritti in questo manuale di istruzioni. Il fabbricante declina ogni responsabilità per eventuali danni causati da un utilizzo non corretto. - I risultati delle misurazioni effettuate da questo dispositivo non costituiscono una diagnosi medica e non intendono sostituire il consulto e la diagnosi da parte di un professionista sanitario qualificato (ad esempio, medico, farmacista o un altro professionista sanitario autorizzato). Non utilizzare questo dispositivo per l'auto-diagnosi o l'autotrattamento di una condizione medica. Rivolgersi immediatamente a un operatore sanitario se il paziente è chiaramente indisposto e/o presenta sintomi fisiologici o medici. - Questo prodotto contiene una batteria a bottone. L'ingestione di una batteria a bottone può causare ustioni chimiche interne e sole due ore e portare alla morte. Smettere immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Se si sospetta che le batterie siano state ingerite o inserite in un orifizio del corpo, rivolgersi immediatamente a un medico. - Non cercare di misurare la temperatura in parti del corpo non specificate in queste istruzioni. - Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza la supervisione di un adulto; alcune parti sono piccole e potrebbero essere ingerite. - Non camminare o correre durante la misurazione della temperatura. - Per ragioni di sicurezza (rischio di perforazione del retto) la misurazione per via rettale nei bambini di età inferiore a 3 anni deve essere eseguita solo da personale sanitario addestrato (utente professionale). Utilizzare piuttosto un metodo di misurazione alternativo. Per la misurazione della febbre per via rettale nei bambini di età inferiore a 3 anni, sono disponibili termometri con sonda flessibile. - Gli utenti professionali devono attenersi alle norme locali in materia di dispositivi medici.
Importante: Tenere in considerazione le istruzioni di applicazione e sicurezza del produttore di disinfettante. Attenzione: Non bollire, non lavare in lavastoviglie e non pulire in autoclave. Altri detergenti o metodi di pulizia possono causare malfunzionamenti o danni al prodotto e invalidare la garanzia. Conservazione Quando non in uso: Tenere il dispositivo e gli accessori in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole, alle condizioni di temperatura e umidità descritte nel capitolo «Specifiche tecniche». Avvertenza: La conservazione del dispositivo inutilizzato per un periodo prolungato senza rimuovere le batterie aumenta la possibilità di fuoriuscita del liquido della batteria, con conseguenti danni al dispositivo e irritazioni alla pelle in caso di contatto. Qualora gli occhi o la pelle fossero esposti al liquido della batteria, lavare immediatamente la parte esposta con abbondante acqua pulita. Se l'irritazione o il fastidio persistono, consultare il medico. Calibrazione e assistenza Il dispositivo viene calibrato al momento della produzione. In generale, si raccomanda di far controllare il dispositivo dal distributore locale designato ogni due anni. Microlife oppure in seguito a urti meccanici, infiltrazioni di liquidi e/o malfunzionamenti. Per domande relative all'accuratezza delle misurazioni del dispositivo, rivolgersi al Microlife distributore locale del dispositivo designato. Attenzione: NON provare a tarare o riparare da soli il dispositivo e gli accessori. Smaltimento Il dispositivo è un'apparecchiatura elettrica per uso medico. Smettere il dispositivo e le batterie in conformità alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e alle normative locali applicabili. NON smaltire il dispositivo e le batterie con i rifiuti domestici o commerciali.
Garanzia Questo dispositivo è coperto da una garanzia a vita dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, Microlife, a sua discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente il prodotto difettoso. L'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano la garanzia. Sono esclusi dalla garanzia: - costi e rischi di trasporto. - danni causati da un uso scorretto o dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso. - danni causati da perdite delle batterie. - danni causati da caduta o uso improprio. - materiale di imballaggio/stoccaggio e istruzioni d'uso. - controlli regolari e manutenzione (calibrazione). - accessori e parti soggette a usura: batterie Qualora fosse necessario il servizio di assistenza in garanzia, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto o il servizio locale Microlife sul sito: www.microlife.com/support Il risarcimento è limitato al valore del prodotto. La garanzia verrà concessa se il prodotto completo viene restituito con la fattura o scontrino originale. La riparazione o sostituzione in garanzia non prolunga o rinnova il periodo di garanzia. Le rivendicazioni legali e i diritti dei consumatori non sono coperti da questa garanzia.

Specifiche tecniche
Nome del dispositivo: Termometro digitale Numero di catalogo: MT 810 Numero di modello: MT18Z1 Modalità operativa: diretta Sito di misurazione: Sublinguale, rettale o ascellare Range di misurazione: Da 32,0 °C a 43,9 °C Temp. inferiore a 32,0 °C: «L» (troppo bassa) Temp. superiore a 43,9 °C: «H» (troppo alta)
Precisione di misurazione (Laboratorio): ± 0,1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 – 33,9 °C e 42,1 – 43,9 °C 10 – 40 °C; 15 – 90% umidità relativa Condizioni di esercizio: Pressione atmosferica 700 – 1060 hPa Condizioni di conservazione e trasporto: -20 – +55 °C 15 – 90% umidità relativa massima Pressione atmosferica 700 – 1060 hPa
Batteria: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V) approssim. 4500 misurazioni (usando una batteria nuova)
Durata batterie: IP67: Protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua. 125,5±0,5 x 18,5±0,2 x 11,2±0,2 mm Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Grado di protezione dell'ingresso (IP): IP67: Protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua. 125,5±0,5 x 18,5±0,2 x 11,2±0,2 mm Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Dimensioni: Peso: Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Aspettativa di vita del prodotto in uso: 5 anni o 10000 misurazioni
Informazioni sulla conformità Questo dispositivo è conforme ai requisiti del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Standard di conformità: EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-11; EN ISO 80601-2-56 NOTA: Con riserva di modifiche tecniche. Simboli e definizioni
 Leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo dispositivo.  Tenere fuori dalla portata dei bambini  Parte applicata tipo BF  Attenzione  Dispositivo medico  Numero di catalogo  Numero di modello  Numero di lotto (AAAA-MM-GG; anno-mese-giorno)  Produttore

IMPORTANTE: Tenere in considerazione le istruzioni di applicazione e sicurezza del produttore di disinfettante.

Attenzione: Non bollire, non lavare in lavastoviglie e non pulire in autoclave. Altri detergenti o metodi di pulizia possono causare malfunzionamenti o danni al prodotto e invalidare la garanzia.

Conservazione

Quando non in uso: Tenere il dispositivo e gli accessori in un luogo asciutto e fresco, lontano dalla luce diretta del sole, alle condizioni di temperatura e umidità descritte nel capitolo «Specifiche tecniche».

Avvertenza: La conservazione del dispositivo **inutilizzato** per un periodo prolungato senza rimuovere le batterie aumenta la possibilità di fuoriuscita del liquido della batteria, con conseguenti danni al dispositivo e irritazioni alla pelle in caso di contatto. Qualora gli occhi o la pelle fossero esposti al liquido della batteria, lavare immediatamente la parte esposta con abbondante acqua pulita. Se l'irritazione o il fastidio persistono, consultare il medico.

Calibrazione e assistenza

Il dispositivo viene calibrato al momento della produzione. In generale, si raccomanda di far controllare il dispositivo dal distributore locale designato ogni due anni. Microlife oppure in seguito a urti meccanici, infiltrazioni di liquidi e/o malfunzionamenti. Per domande relative all'accuratezza delle misurazioni del dispositivo, rivolgersi al Microlife distributore locale del dispositivo designato.

Attenzione: NON provare a tarare o riparare da soli il dispositivo e gli accessori.

Smaltimento

Il dispositivo è un'apparecchiatura elettrica per uso medico. Smettere il dispositivo e le batterie in conformità alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE) e alle normative locali applicabili. NON smaltire il dispositivo e le batterie con i rifiuti domestici o commerciali.

Garanzia
Questo dispositivo è coperto da una garanzia a vita dalla data di acquisto. Durante questo periodo di garanzia, Microlife, a sua discrezione, riparerà o sostituirà gratuitamente il prodotto difettoso. L'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano la garanzia. Sono esclusi dalla garanzia: - costi e rischi di trasporto. - danni causati da un uso scorretto o dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso. - danni causati da perdite delle batterie. - danni causati da caduta o uso improprio. - materiale di imballaggio/stoccaggio e istruzioni d'uso. - controlli regolari e manutenzione (calibrazione). - accessori e parti soggette a usura: batterie Qualora fosse necessario il servizio di assistenza in garanzia, contattare il rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto o il servizio locale Microlife sul sito: www.microlife.com/support Il risarcimento è limitato al valore del prodotto. La garanzia verrà concessa se il prodotto completo viene restituito con la fattura o scontrino originale. La riparazione o sostituzione in garanzia non prolunga o rinnova il periodo di garanzia. Le rivendicazioni legali e i diritti dei consumatori non sono coperti da questa garanzia.
Specifiche e conformità
Specifiche tecniche
Nome del dispositivo: Termometro digitale Numero di catalogo: MT 810 Numero di modello: MT18Z1 Modalità operativa: diretta Sito di misurazione: Sublinguale, rettale o ascellare Range di misurazione: Da 32,0 °C a 43,9 °C Temp. inferiore a 32,0 °C: «L» (troppo bassa) Temp. superiore a 43,9 °C: «H» (troppo alta)
Precisione di misurazione (Laboratorio): ± 0,1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 – 33,9 °C e 42,1 – 43,9 °C 10 – 40 °C; 15 – 90% umidità relativa Condizioni di esercizio: Pressione atmosferica 700 – 1060 hPa Condizioni di conservazione e trasporto: -20 – +55 °C 15 – 90% umidità relativa massima Pressione atmosferica 700 – 1060 hPa
Batteria: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V) approssim. 4500 misurazioni (usando una batteria nuova)
Durata batterie: IP67: Protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua. 125,5±0,5 x 18,5±0,2 x 11,2±0,2 mm Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Grado di protezione dell'ingresso (IP): IP67: Protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua. 125,5±0,5 x 18,5±0,2 x 11,2±0,2 mm Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Dimensioni: Peso: Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Aspettativa di vita del prodotto in uso: 5 anni o 10000 misurazioni

Specifiche tecniche
Nome del dispositivo: Termometro digitale Numero di catalogo: MT 810 Numero di modello: MT18Z1 Modalità operativa: diretta Sito di misurazione: Sublinguale, rettale o ascellare Range di misurazione: Da 32,0 °C a 43,9 °C Temp. inferiore a 32,0 °C: «L» (troppo bassa) Temp. superiore a 43,9 °C: «H» (troppo alta)
Precisione di misurazione (Laboratorio): ± 0,1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 – 33,9 °C e 42,1 – 43,9 °C 10 – 40 °C; 15 – 90% umidità relativa Condizioni di esercizio: Pressione atmosferica 700 – 1060 hPa Condizioni di conservazione e trasporto: -20 – +55 °C 15 – 90% umidità relativa massima Pressione atmosferica 700 – 1060 hPa
Batteria: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V) approssim. 4500 misurazioni (usando una batteria nuova)
Durata batterie: IP67: Protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua. 125,5±0,5 x 18,5±0,2 x 11,2±0,2 mm Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Grado di protezione dell'ingresso (IP): IP67: Protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua. 125,5±0,5 x 18,5±0,2 x 11,2±0,2 mm Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Dimensioni: Peso: Approssim. 11±0,5 g (comprese batterie)
Aspettativa di vita del prodotto in uso: 5 anni o 10000 misurazioni
Informazioni sulla conformità Questo dispositivo è conforme ai requisiti del Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745. Standard di conformità: EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-11; EN ISO 80601-2-56 NOTA: Con riserva di modifiche tecniche. Simboli e definizioni
 Leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo dispositivo.  Tenere fuori dalla portata dei bambini  Parte applicata tipo BF  Attenzione  Dispositivo medico  Numero di catalogo  Numero di modello  Numero di lotto (AAAA-MM-GG; anno-mese-giorno)  Produttore

	Paese di fabbricazione (Data di fabbricazione se la data è stampata accanto al simbolo)
	Marchio di conformità CE
	Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea
	Limitazione della temperatura per il funzionamento e lo stoccaggio
	Limitazione dell'umidità per il funzionamento e lo stoccaggio
	Smaltire in conformità alla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
	Importatore
	Identificativo univoco dell'apparecchio
	Tenere lontano dalla luce del sole
	Monouso
	Sito web informativo per i pazienti
	Non prodotto con lattice di gomma naturale
	Conservare in luogo asciutto
	IP67: Protetto contro la polvere. Protetto contro gli effetti di un'immersione temporanea in acqua.

Description of this thermometer	EN
1 ON/OFF button 2 Display 3 Battery compartment cover 4 Measuring sensor 5 Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)	
Device installation and setup A battery is pre-installed in the device. When the low battery symbol «⚡» appears in the display, the battery is flat and needs replacing. Remove the battery compartment cover (3) from the thermometer by using proper instrument. Replace the new battery with the «+» at the top. NOTE: Make sure you have a new battery on hand. For the correct battery type, please refer to the specifications. Keep the battery away from children/infants. This document provides important product operation and safety information regarding this device. Please read this document thoroughly before using the device and keep for future reference.	
Important information Device description A digital thermometer is a medical device that utilizes the principles of conductive thermal equivalent between device-body contact and digital signal processing to compute and provide a body temperature measurement. Intended purposes The device is intended to measure body temperature. Intended user The device is intended to be operated by adults and adolescents with adequate vision, motor functions, and education, capable of understanding the instructions for use and operating general household electrical appliances. Intended patient The intended patients are the general population of all ages. Intended use environment and conditions The device is intended for use in a home healthcare environment (e.g. general household without medically trained personnel) by patients (e.g. for self-measurement) or by a care giver, and in a professional healthcare facility (e.g. physician office). Indications This device measures body temperature for indications of: - Screening for illness and conditions related to high or low body temperature. - Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. WARNING! NOTE: Warning items indicate potentially hazardous situations, if not avoided, may result in death, critical or serious injury to the user or patient. - This device may only be used for the purposes described in this instruction manual. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect use. - The measurement result of this device is not a medical diagnosis and not intended to substitute consultation and diagnosis by a qualified professional healthcare provider (e.g., physician, pharmacist, or other licensed health-care professionals). Do not use this device for self-diagnosis or for self-treatment of a medical condition. Seek advice from a health-care professional immediately if the patient is clearly unwell and/or having physiological or medical symptoms. - This product contains a button cell battery. A swallowed button cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children/infants. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. - Do not attempt to measure temperature of the body sites that are not specified in this instruction. - Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. - Do not walk or run when taking temperature. - For safety reasons (risk of rectal perforation) rectal measurement in children younger than 3 years must be performed only by trained health care personnel (professional user). Use another measurement method instead. For rectal fever measurement in small children younger than 3 years, thermometers with a flexible probe are available. - Professional users must follow the country specific applicable medical devices ordinance.	


Important information
Device description A digital thermometer is a medical device that utilizes the principles of conductive thermal equivalent between device-body contact and digital signal processing to compute and provide a body temperature measurement. Intended purposes The device is intended to measure body temperature. Intended user The device is intended to be operated by adults and adolescents with adequate vision, motor functions, and education, capable of understanding the instructions for use and operating general household electrical appliances. Intended patient The intended patients are the general population of all ages. Intended use environment and conditions The device is intended for use in a home healthcare environment (e.g. general household without medically trained personnel) by patients (e.g. for self-measurement) or by a care giver, and in a professional healthcare facility (e.g. physician office). Indications This device measures body temperature for indications of: - Screening for illness and conditions related to high or low body temperature. - Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. Contra-indications - The device is not suitable for use on sites with any breached or compromised skin. - Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disorders. WARNING! NOTE: Warning items indicate potentially hazardous situations, if not avoided, may result in death, critical or serious injury to the user or patient. - This device may only be used for the purposes described in this instruction manual. The manufacturer cannot be held liable for damage caused by incorrect use. - The measurement result of this device is not a medical diagnosis and not intended to substitute consultation and diagnosis by a qualified professional healthcare provider (e.g., physician, pharmacist, or other licensed health-care professionals). Do not use this device for self-diagnosis or for self-treatment of a medical condition. Seek advice from a health-care professional immediately if the patient is clearly unwell and/or having physiological or medical symptoms. - This product contains a button cell battery. A swallowed button cell battery can cause internal chemical burns in as little as two hours and lead to death. Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children/infants. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention. - Do not attempt to measure temperature of the body sites that are not specified in this instruction. - Ensure that children do not use the instrument unsupervised; some parts are small enough to be swallowed. - Do not walk or run when taking temperature. - For safety reasons (risk of rectal perforation) rectal measurement in children younger than 3 years must be performed only by trained health care personnel (professional user). Use another measurement method instead. For rectal fever measurement in small children younger than 3 years, thermometers with a flexible probe are available. - Professional users must follow the country specific applicable medical devices ordinance.

NOTE: Warning items indicate potentially hazardous situations, if not avoided, may result in death, critical or serious injury to the user or patient.

- This device may only be used for the purposes described in this instruction manual. The manufacturer cannot be

MT 810

IB MT 810 IT-V4 3425, Revision Date: 2025-09-08



Description du thermomètre

- Bouton ON/OFF (marche/arrêt)
- Écran
- Couvercle du logement de la pile
- Embout thermosensible
- Zone de nettoyage et de désinfection (sonde thermomètre uniquement)

Installation et configuration du dispositif

Une pile est fournie avec l'appareil. Lorsque le symbole de batterie faible  s'affiche, cela signifie que la pile est déchargée et doit être remplacée. Retirez le couvercle du compartiment à piles  du thermomètre à l'aide de l'instrument approprié. Remplacez la nouvelle pile avec le + orienté vers le haut.

- NOTE:**
- Assurez-vous d'avoir une pile neuve à disposition. Pour connaître le type de pile approprié, veuillez consulter les spécifications. Gardez la pile hors de portée des enfants/nourissons.

Ce document fournit des informations importantes sur le fonctionnement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

Informations importantes

Description du dispositif

Un thermomètre numérique est un dispositif médical qui repose sur les principes de la conductivité thermique lors du contact entre le dispositif et le corps et le traitement des signaux numériques pour calculer et fournir une mesure de la température corporelle.

Utilisations prévues

L'appareil est destiné à mesurer la température corporelle.

Utilisateur prévu

Le dispositif est destiné à être utilisé par des adultes et des adolescents présentant une vision, des fonctions motrices et une éducation adéquates, capables de comprendre les consignes d'utilisation et de faire fonctionner des appareils électroménagers en général.

Patient visé

La population générale de tous âges.

Environnement et conditions de l'usage prévu

Le dispositif est destiné à être utilisé dans un environnement de soins de santé à domicile (par exemple, un foyer classiques sans personnel médical qualifié), par les patients (pour une auto-mesure par exemple) ou par un soignant et dans un établissement de soins de santé professionnels (un cabinet médical par exemple).

Indications

Cet appareil mesure la température corporelle pour les indications suivantes :

- Dépistage des maladies et des affections liées à une température corporelle élevée ou basse.

Contre-indications

- L'appareil n'est pas adapté à une utilisation sur des zones présentant des lésions cutanées.
- N'effectuez pas de mesures rectales sur des personnes souffrant de troubles rectaux.

ATTENTION!

REMARQUE : Les avertissements indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou critiques pour l'utilisateur ou le patient.


- Cet appareil doit toujours être utilisé conformément aux utilisations décrites dans le mode d'emploi. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation.
- Le résultat de la mesure de ce dispositif ne constitue pas un diagnostic médical et n'est pas destiné à remplacer une consultation et le diagnostic d'un professionnel de santé qualifié (par exemple, un médecin, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé agréé). N'utilisez pas cet appareil pour l'autodiagnostic ou l'autotraitement d'un état pathologique. Demandez immédiatement l'avis d'un professionnel de santé si le patient ne se sent manifestement pas bien et/ou présente des symptômes physiologiques ou médicaux.
- Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Les piles usagées doivent être immédiatement mises au rebut. Remplacez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants et des nourissons. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- N'essayez pas de mesurer la température de parties du corps non spécifiées dans ce mode d'emploi.
- Ne jamais laisser les enfants utiliser l'instrument sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées.
- Ne marchez pas et ne courez pas pendant la prise de température.
- Pour des raisons de sécurité (risque de perforation rectale), la température rectale chez les enfants de moins de 3 ans doit être relevée par un professionnel de la santé formé (utilisateur professionnel). Privilégiez une autre méthode de mesure. Pour prendre la température par voie rectale chez les enfants de moins de 3 ans, il existe des thermomètres à sonde flexible.
- Les utilisateurs professionnels doivent respecter l'ordonnance sur les dispositifs médicaux applicable dans leur pays.

MISE EN GARDE

REMARQUE : Les mises en garde indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des blessures mineures ou négligeables pour l'utilisateur ou le patient, ou endommager des objets ou l'environnement.

- Si la température du patient est influencée (par exemple, par une couveuse, une couverture chauffante), le résultat de la mesure relevée par cet appareil ne doit pas être utilisé pour déterminer la présence ou l'absence de fièvre.
- L'utilisation d'un protège-sonde compatible ou le nettoyage et/ou la désinfection de l'appareil sont recommandés avant/après la mesure afin d'éviter toute contamination croisée. Reportez-vous à la rubrique «Nettoyage et désinfection» pour en savoir plus.

microlife®



FR

- Ne pas mordre, mâcher ou plier excessivement la sonde de l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou si vous remarquez quelque chose d'inhabituel.

Informations sur la compatibilité électromagnétique

- Cet appareil est conforme à la norme EN 60601-1-2 sur les perturbations électromagnétiques.

 D'autres documents relatifs à la conformité avec la norme EMC sont disponibles auprès de Microlife sur le site www.microlife.com/electro-magnetic-compatibility.

- N'utilisez pas cet appareil à proximité de champs électromagnétiques puissants et de dispositifs de communication à radiofréquence portables (par ex., un four à micro-ondes et des téléphones mobiles). Lorsque vous utilisez l'appareil, maintenez-vous à une distance d'au moins 0,3 m.
- Cet appareil n'est pas certifié pour être utilisé à proximité d'équipements médicaux, notamment les équipements chirurgicaux à haute fréquence (HF), les instruments d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de tomodensitométrie (CT).

Effets indésirables et signalement

Veuillez signaler tout incident grave survenu en relation avec l'appareil, blessure ou événement indésirable à l'autorité locale compétente et au fabricant ou au représentant autorisé européen (EU REP).

Mise en marche du thermomètre

Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/OFF . Un bref bip indique que le «thermomètre est en marche». Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran. Pour une température ambiante inférieure à 32 °C, un «**L**» s'affiche et un «**C**» se met à clignoter sur l'écran . Le thermomètre est alors prêt à l'emploi.

Test de fonctionnement

Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque mise en marche. En cas d'anomalie de fonctionnement (imprécision de mesure), le message «**ERR**» s'affiche et la prise de mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le thermomètre.

Utilisation du thermomètre

Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et le symbole «**C**» clignote. Si le bip retentit 10 fois et si le «**C**» ne clignote plus, la température finale a été déterminée et le thermomètre peut être lu. Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF . Cependant le thermomètre s'arrêtera automatiquement au bout d'environ 10 minutes de non utilisation.

Revoir la dernière mesure

Allumer l'appareil et la dernière mesure va apparaître à l'écran en même temps que le sigle «**M**» (M pour mémoire).

Méthodes de mesure / Température normale corporelle

- Température axillaire (sous l'aisselle) / 34,7 – 37,3 °C** Essayez les aisselles avec une serviette sèche. Placez la sonde de mesure  sous le bras au centre de l'aisselle de sorte que la pointe touche la peau et positionnez votre bras près du corps. Cela permet d'éviter que l'air ambiant n'influence sur la mesure. Car la prise de température sous aisselle prend plus de temps pour atteindre une température stable, aussi garder cette position au moins 5 minutes, quel que soit le bip sonore.
- Température buccale (dans la bouche) / 35,5 – 37,5 °C** Ne mangez rien ni ne buvez rien de chaud ou de froid dans les 10 minutes avant la prise de température. Gardez la bouche fermée jusqu'à 2 minutes avant de commencer une lecture. Placer le thermomètre dans l'une des deux cavités situées à gauche ou à droite du frein de la langue. L'embout thermosensible  doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré/expiré. Si cela n'est pas possible à cause des voies respiratoires bloquées, il faut utiliser une autre méthode de prise de température.

- Mesure effectuée en 10 secondes environ**
 - Température rectale (dans le rectum) / 36,6 – 38,0 °C** L'utilisation d'un couvre-sonde et de lubrifiant/gel (par exemple de la Vaseline) est recommandée. Introduire doucement l'embout  d'env. 1 à 2 cm dans le rectum. Si vous ne vous sentez pas confiant pour le faire, rapprochez-vous d'un professionnel pour demander conseil.
- Mesure effectuée en 10 secondes environ**

Erreur	Description	Solution
«ERR»	Ce thermomètre présente un dysfonctionnement.	Contactez votre service client Microlife local.
Lorsque l'écran affiche le symbole « L »	La température est inférieure à la plage de mesure spécifiée.	Continuez à prendre des mesures jusqu'à ce que l'écran affiche une température.
Lorsque l'écran affiche le symbole « H »	La température est supérieure à la plage de mesure spécifiée.	Laissez le thermomètre refroidir, puis prenez la mesure de la température.

Maintenance du dispositif et élimination

Nettoyage et désinfection

Il est recommandé de nettoyer le thermomètre avant et après son utilisation. (Retirez le protège-sonde avant le nettoyage et la désinfection, le cas échéant)

Pour nettoyer et désinfecter le thermomètre :

- Prenez un tampon ou un tissu en coton et humidifiez-le avec de l'alcool isopropylique à 70 %.
- Essayez la surface de l'appareil depuis l'extrémité de la sonde du thermomètre  vers le capteur de mesure  dessus et dessous, trois fois avec chaque tampon. Répétez cette étape pour nettoyer et désinfecter le thermomètre (utilisez au moins deux tampons).

- Attention :** Éviter d'essuyer et d'immerger l'écran d'affichage pour la protéger de la décoloration.

- Essayez le thermomètre avec une serviette en papier propre pendant 1 minute. Vérifiez que le thermomètre est toujours fonctionnel après le nettoyage et la désinfection.

NOTE: Tenir compte des consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant du produit désinfectant.

- Attention :** Ne pas faire bouillir, nettoyer au lave-vaisselle ou nettoyer en autoclave. D'autres produits de nettoyage ou méthodes de nettoyage peuvent causer un dysfonctionnement ou des dommages au produit et annuler la garantie.

Stockage

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé:

Conserver le dispositif et ses accessoires dans un endroit sec et tempéré à l'abri de la lumière du soleil, dans des conditions ambiantes conformes aux plages de température et d'humidité décrites dans la rubrique «Caractéristiques techniques».

- Avertissement :** Le stockage du dispositif **inutilisé** pendant une période prolongée sans retirer les piles augmente le risque de fuite du liquide des piles, ce qui peut endommager le dispositif et provoquer une irritation de la peau en cas de contact. Si vos yeux ou votre peau sont exposés au liquide des piles, lavez immédiatement la partie exposée avec de grandes quantités d'eau propre. Consultez un médecin si l'irritation ou la gêne persiste.

Étalonnage et assistance

Le dispositif est étalonné lors de sa fabrication. En général, il est recommandé de faire vérifier le dispositif par votre distributeur local désigné Microlife tous les deux ans ou après un choc mécanique, la pénétration de liquide et/ou un dysfonctionnement. Pour toute question relative à la précision des mesures du dispositif, veuillez contacter votre distributeur local désigné Microlife.

- Attention :** N'essayez pas de réparer ou d'étalonner le dispositif et ses accessoires vous-même.

Élimination de l'équipement

Ce dispositif est un équipement électrique médical. Le dispositif et les piles doivent être éliminés conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et aux réglementations locales en vigueur. NE jetez PAS le dispositif et les piles avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux.

Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie à vie à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, à notre discrétion, Microlife réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux. Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie.

Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

- Frais de transport et risques de transport.
- Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect du mode d'emploi.
- Dommages causés par une fuite des piles.
- Dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.
- Matériel d'emballage / stockage et mode d'emploi.
- Contrôles et maintenance réguliers (étalonnage).
- Accessoires et pièces d'usure: pile.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le SAV Microlife. Vous pouvez également nous joindre via notre site Internet: www.microlife.com/support

L'indemnisation est limitée à la valeur du produit. La garantie peut être accordée que si le produit est retourné complet avec la facture d'origine. La réparation ou le remplacement sous garantie ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie. Les prétentions légales et droits des consommateurs ne sont pas limités par cette garantie.

Spécifications et conformité

Caractéristiques techniques

Nom du dispositif :	Thermomètre numérique
Numéro de catalogue :	MT 810
Numéro de modèle :	MT1821
Mode de fonctionnement :	en mode direct
Site de mesure :	Sublingual, rectal ou axillaire
Plage de mesure :	32,0 °Cà 43,9 °C Un «L» s'affiche pour les températures inférieures à 32,0 °C Un «H» s'affiche pour les températures supérieures à 43,9 °C
Précision (Laboratoire) :	± 0,1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 – 33,9 °C et 42,1 – 43,9 °C
Conditions d'utilisation :	10 – 40 °C; 15 – 90% d'humidité relative maximum 700 – 1060 hPa pression atmosphérique
Conditions de stockage et de transport :	-20 – +55 °C Humidité relative 15 – 90% max. 700 – 1060 hPa pression atmosphérique
Pile :	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V) env. 4500 mesures (avec une pile neuve)
Durée de vie des piles :	IP67 : Étanche à la poussière. Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau. 125,5±0,5 x 18,5±0,2 x 11,2±0,2 mm Environ 11±0,5 g (piles incluses) 5 ans ou 10000 mesures

Informations de conformité

Ce dispositif est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE)2017/7745.

Normes de conformité : EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-11; EN ISO 80601-2-56

REMARQUE : Sous réserve de modifications techniques.

Symboles et définitions

-  Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.

-  À conserver hors de la portée des enfants.

-  Partie appliquée du type BF

-  Attention

-  Dispositif médical

-  Numéro de catalogue

-  Numéro de modèle

-  Numéro de lot (AAAA-MM-JJ; année-mois-jour)

-  Fabricant

-  Pays de fabrication (Date de fabrication si la date est imprimée à côté du symbole)

-  Marquage CE conforme

-  Représentant autorisé dans la communauté européenne

-  Limitation de température pour le fonctionnement ou le stockage

-  Limitation d'humidité pour le fonctionnement et le stockage

-  Éliminer conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

-  Importateur

-  Identifiant unique du dispositif

-  Conserver à l'abri du soleil

-  Usage unique exclusivement

-  Site Web d'information pour les patients

-  Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

-  A conserver dans un endroit sec

- IP67 :** Étanche à la poussière. Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.

Beschreibung des Thermometers

- Ein-/Aus-Taste
- Display
- Batteriefachabdeckung
- Mess-Sensor
- Reinigungs- und Desinfektionsbereich (nur Thermometer Messsonde)

Installation und Einrichtung des Geräts

Im Produkt ist eine Batterie vorinstalliert. Wenn das Symbol für schwache Batterie  auf dem Display erscheint, ist die Batterie leer und muss ausgetauscht werden. Entfernen Sie den Batterie-fachdeckel  mit einem geeigneten Werkzeug vom Thermometer. Legen Sie die neue Batterie so ein, dass + nach oben zeigt.

HINWEIS:

Stellen Sie sicher, dass Sie eine neue Batterie bereithalten. Den passenden Batterietyp entnehmen Sie bitte den technischen Daten. Bewahren Sie die Batterie ausserhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf.

- Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum Betrieb und zur Sicherheit dieses Geräts. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie es für die zukünftige Nutzung auf.

Wichtige Informationen

Produktbeschreibung

Ein Digitalthermometer ist ein Medizinprodukt, das die Prinzipien der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit zwischen Produkt und Körperkontakt sowie der digitalen Signalverarbeitung nutzt, um die Körpertemperatur zu berechnen und einen Messwert anzuzeigen.

Verwendungszweck

Das Produkt ist für die Messung der Körpertemperatur bestimmt.

Anwenderzielgruppe

Das Gerät ist für die Bedienung durch Erwachsene und Jugendliche mit adäquater Sehkraft, Motorik und Urwachen bestimmt, die in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu verstehen und allgemeine elektrische Haushaltsgeräte zu bedienen.

Patientenzielgruppe

Patienten jeden Alters.

Umgebungsbedingungen für den Betrieb

Das Produkt ist für die Verwendung in der häuslichen Gesundheitsfürsorge (z. B. in einem normalen Haushalt ohne medizinisch geschultes Personal) durch Patienten (z. B. zur Selbstmessung) oder durch eine Pflegeperson sowie in Gesundheitseinrichtungen (z. B. Arztpraxis) bestimmt.

Anwendungsgebiete

Dieses Produkt misst die Körpertemperatur für Hinweise auf:

- Krankheiten und Zustände, die mit erhöhter oder niedriger Körpertemperatur einhergehen.

Gegenanzeigen

- Das Produkt ist nicht für die Verwendung an Stellen mit verletzter oder beschädigter Haut geeignet.
- Führen Sie keine rektalen Messungen bei Personen mit rektalen Beschwerden durch.

- Dieses Produkt misst die Körpertemperatur für Hinweise auf:
- Krankheiten und Zustände, die mit erhöhter oder niedriger Körpertemperatur einhergehen.

Achtung!

HINWEIS: Warnhinweise weisen auf mögliche Gefahrensituationen hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, zum Tod, zu lebensgefährlichen oder zu schweren Verletzungen des Benutzers oder Patienten führen können.

- Dieses Produkt darf nur für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Der Hersteller haftet in keinem Fall für Schäden infolge einer unsachgemäßen Anwendung.
- Das Messergebnis dieses Produkts stellt keine medizinische Diagnose dar und ist nicht als Ersatz für die Beratung und Diagnose durch eine qualifizierte medizinische Fachkraft (z. B. Arzt, Apotheker oder andere medizinische Fachkräfte) vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT zur Selbstdiagnose oder zur Selbstbehandlung einer Erkrankung. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn sich der Patient offensichtlich unwohl fühlt und/oder physiologische oder medizinische Symptome aufweist.
- Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Eine verschluckte Knopfzellenbatterie kann innerhalb von nur zwei Stunden innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen. Entsorgen Sie leere Batterien sofort. Halten Sie neue und leere Batterien von Kindern/ Kleinkindern fern. Beim Verdacht, dass eine Batterie verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurde, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.

- Versuchen Sie nicht, die Temperatur an Körperstellen zu messen, die nicht in dieser Gebrauchsanweisung angegeben sind.

- Kinder dürfen das Instrument nicht unbeaufsichtigt verwenden, das es Kleinteile enthält, die verschluckt werden können!
- Gehen oder laufen Sie nicht, während Sie die Temperatur messen.
- Aus Sicherheitsgründen (Risiko einer Rektalperforation) darf die rektale Messung bei Kindern unter 3 Jahren nur von geschultem Gesundheitspersonal (professionellen Anwendern) durchgeführt werden. Verwenden Sie stattdessen eine andere Messmethode. Für die rektale Fiebermessung bei Kleinkindern unter 3 Jahren sind Thermometer mit einer flexiblen Sonde erhältlich.
- Professionelle Anwender müssen die länderspezifisch geltende Medizinprodukte-Verordnung beachten.

VORSICHT

HINWEIS: Vorsichtshinweise weisen auf mögliche Gefahrensituationen hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, zu leichten oder geringfügigen Verletzungen des Benutzers oder Patienten bzw. zu Sach- oder Umweltschäden führen können.</