


MT 610

IB MT 610 IT-V4 3425, Revision Date: 2025-09-08



Description du thermomètre	FR
Bouton ON/OFF (marche/arrêt) Ecran Couvercle du logement de la pile Embout thermosensible Zone de nettoyage et de désinfection (sonde thermomètre uniquement)	
Installation et configuration du dispositif Une pile est fournie avec l'appareil. Lorsque le symbole de batterie faible ⚡ s'affiche, cela signifie que la pile est déchargée et doit être remplacée. Retirez le couvercle du compartiment à piles ③ du thermomètre à l'aide de l'instrument approprié. Remplacez la nouvelle pile avec le + orienté vers le haut. NOTE: Assurez-vous d'avoir une pile neuve à disposition. Pour connaître le type de pile approprié, veuillez consulter les spécifications. Gardez la pile hors de portée des enfants/nourissons. Ce document fournit des informations importantes sur le fonctionnement et la sécurité de cet appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.	
Informations importantes Description du dispositif Un thermomètre numérique est un dispositif médical qui repose sur les principes de la conductivité thermique lors du contact entre le dispositif et le corps et le traitement des signaux numériques pour calculer et fournir une mesure de la température corporelle. Utilisations prévues L'appareil est destiné à mesurer la température corporelle. Utilisateur prévu Le dispositif est destiné à être utilisé par des adultes et des adolescents présentant une vision, des fonctions motrices et une éducation adéquates, capables de comprendre les consignes d'utilisation et de faire fonctionner des appareils électroménagers en général. Patient visé La population générale de tous âges. Environnement et conditions de l'usage prévu Le dispositif est destiné à être utilisé dans un environnement de soins de santé à domicile (par exemple, un foyer classique sans personnel médical qualifié), par les patients (pour une auto-mesure par exemple) ou par un soignant et dans un établissement de soins de santé professionnels (un cabinet médical par exemple). Indications Cet appareil mesure la température corporelle pour les indications suivantes : - Dépistage des maladies et des affections liées à une température corporelle élevée ou basse. Contre-indications - L'appareil n'est pas adapté à une utilisation sur des zones présentant des lésions cutanées. - N'effectuez pas de mesures rectales sur des personnes souffrant de troubles rectaux. ATTENTION! REMARQUE: Les avertissements indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner la mort, des blessures graves ou critiques pour l'utilisateur ou le patient. - Cet appareil doit toujours être utilisé conformément aux utilisations décrites dans le mode d'emploi. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable des dommages résultant d'une mauvaise utilisation. - Le résultat de la mesure de ce dispositif ne constitue pas un diagnostic médical et n'est pas destiné à remplacer une consultation et le diagnostic d'un professionnel de santé qualifié (par exemple, un médecin, un pharmacien ou tout autre professionnel de la santé agréé). N'utilisez pas cet appareil pour l'autodiagnostic ou l'autotraitement d'un état pathologique. Demandez immédiatement l'avis d'un professionnel de santé si le patient ne se sent manifestement pas bien et/ou présente des symptômes physiologiques ou médicaux. - Ce produit contient une pile bouton. L'ingestion d'une pile bouton peut provoquer des brûlures chimiques internes en seulement deux heures et entraîner la mort. Les piles usagées doivent être immédiatement mises au rebut. Maintenez les piles neuves et usagées hors de la portée des enfants et des nourissons. Si vous pensez que des piles ont été avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin. - N'essayez pas de mesurer la température de parties du corps non spécifiées dans ce mode d'emploi. - Ne jamais laisser les enfants utiliser l'instrument sans surveillance. Certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent être avalées. - Ne marchez pas et ne courez pas pendant la prise de température. - Pour des raisons de sécurité (risque de perforation rectale), la température rectale chez les enfants de moins de 3 ans doit être relevée par un professionnel de la santé formé (utilisateur professionnel). Privilégiez une autre méthode de mesure. Pour prendre la température par voie rectale chez les enfants de moins de 3 ans, il existe des thermomètres à sonde flexible. - Les utilisateurs professionnels doivent respecter l'ordonnance sur les dispositifs médicaux applicable dans leur pays.	

MISE EN GARDE
REMARQUE: Les mises en garde indiquent des situations potentiellement dangereuses qui, si elles ne sont pas évitées, peuvent entraîner des blessures mineures ou négligeables pour l'utilisateur ou le patient, ou endommager des objets ou l'environnement. - Si la température du patient est influencée (par exemple, par une couveuse, une couverture chauffante), le résultat de la mesure relevée par cet appareil ne doit pas être utilisé pour déterminer la présence ou l'absence de fièvre. - L'utilisation d'un protège-sonde compatible ou le nettoyage et/ou la désinfection de l'appareil sont recommandés avant/après la mesure afin d'éviter toute contamination croisée. Reportez-vous à la rubrique «Nettoyage et désinfection» pour en savoir plus.

- Ne mordez pas, ne mâchez pas et ne pliez pas la sonde de l'appareil à plus de 45°. - N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou si vous remarquez quelque chose d'habituel. Informations sur la compatibilité électromagnétique - Cet appareil est conforme à la norme EN 60601-1-2 sur les perturbations électromagnétiques. D'autres documents relatifs à la conformité avec la norme EMC sont disponibles auprès de Microlife sur le site www.microlife.com/electro-magnetic-compatibility. - N'utilisez pas cet appareil à proximité de champs électromagnétiques puissants et de dispositifs de communication à radiofréquence portables (par ex., un four à micro-ondes et des téléphones mobiles). Lorsque vous utilisez l'appareil, maintenez-vous à une distance d'au moins 0,3 m. - Cet appareil n'est pas certifié pour être utilisé à proximité d'équipements médicaux, notamment les équipements chirurgicaux à haute fréquence (HF), les instruments d'imagerie par résonance magnétique (IRM) et de tomodensitométrie (CT). Effets indésirables et signalement Veuillez signaler tout incident grave survenu en relation avec l'appareil, blessure ou événement indésirable à l'autorité locale compétente et au fabricant ou au représentant autorisé européen (EU REP).	
--	--

Mise en marche du thermomètre Pour activer le thermomètre, appuyer sur le bouton ON/OFF ① . Un bref bip indique que le «thermomètre est en marche». Un test d'affichage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent à l'écran. Pour une température ambiante inférieure à 32 °C, un « L » s'affiche et un « C » se met à clignoter sur l'écran ② . Le thermomètre est alors prêt à l'emploi. Test de fonctionnement Le fonctionnement du thermomètre est testé automatiquement à chaque mise en marche. En cas d'anomalie de fonctionnement (imprécision de mesure), le message « ERR » s'affiche et la prise de mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le thermomètre. Utilisation du thermomètre Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température en cours est affichée en permanence et le symbole « C » clignote. Si le bip retentit 10 fois et si le « C » ne clignote plus, la température finale a été déterminée et le thermomètre peut être lu. Pour prolonger la durée de vie de la pile, arrêter le thermomètre en appuyant brièvement sur le bouton ON/OFF ① . Cependant le thermomètre s'arrêtera automatiquement au bout d'environ 10 minutes de non utilisation. Revoir la dernière mesure Allumer l'appareil et la dernière mesure va apparaître à l'écran en même temps que le sigle « M » (M pour mémoire). Méthodes de mesure / Température normale corporelle Température axillaire (sous l'aisselle) / 34,7 – 37,3 °C Essuyez les aisselles avec une serviette sèche. Placez la sonde de mesure ④ sous le bras au centre de l'aisselle de sorte que la pointe touche la peau et positionnez votre bras près du corps. Cela permet d'éviter que l'air ambiant n'influence sur la mesure. Car la prise de température sous aisselle prend plus de temps pour atteindre une température stable, aussi gardez cette position au moins 5 minutes, quel que soit le bip sonore. Température buccale (dans la bouche) / 35,5 – 37,5 °C Ne mangez rien ni ne buvez rien de chaud ou de froid dans les 10 minutes avant la prise de température. Gardez la bouche fermée jusqu'à 2 minutes avant de commencer une lecture. Placer le thermomètre dans l'une des deux cavités situées à gauche ou à droite du frein de la langue. L'embout thermosensible ④ doit être en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et respirer très doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de mesure par l'air aspiré/expiré. Si cela n'est pas possible à cause des voies respiratoires bloquées, il faut utiliser une autre méthode de prise de température.	
---	--

Mesure effectuée en 60 secondes environ Température rectale (dans le rectum) / 36,6 – 38,0 °C L'utilisation d'un couvre-sonde et de lubrifiant/gel (par exemple de la Vaseline) est recommandée. Introduire doucement l'embout ④ d'env. 1 à 2 cm dans le rectum. Si vous ne vous sentez pas confiant pour le faire, rapprochez-vous d'un professionnel pour demander conseil. Mesure effectuée en 60 secondes environ Erreur du dispositif et dépannage	
---	--

Erreur	Description	Solution
«ERR»	Ce thermomètre présente un dysfonctionnement.	Contactez votre service client Microlife local.
Lorsque l'écran affiche le symbole « L »	La température est inférieure à la plage de mesure spécifiée.	Continuez à prendre des mesures jusqu'à ce que l'écran affiche une température.
Lorsque l'écran affiche le symbole « H »	La température est supérieure à la plage de mesure spécifiée.	Laissez le thermomètre refroidir, puis prenez la mesure de la température.

Maintenance du dispositif et élimination Nettoyage et désinfection Il est recommandé de nettoyer le thermomètre avant et après son utilisation. (Retirez le protège-sonde avant le nettoyage et la désinfection, le cas échéant) Pour nettoyer et désinfecter le thermomètre : - Prenez un tampon ou un tissu en coton et humidifiez-le avec de l'alcool isopropylique à 70 %. - Essuyez la surface de l'appareil depuis l'extrémité de la sonde du thermomètre ⑤ vers le capteur de mesure ④ dessus et dessous, trois fois avec chaque tampon. Répétez cette étape pour nettoyer et désinfecter le thermomètre (utilisez au moins deux tampons). Attention: Éviter d'essuyer et d'immerger l'écran d'affichage pour la protéger de la décoloration.	
--	--

- Essuyez le thermomètre avec une serviette en papier propre pendant 1 minute. Vérifiez que le thermomètre est toujours fonctionnel après le nettoyage et la désinfection.

NOTE: Tenir compte des consignes d'utilisation et de sécurité du fabricant du produit désinfectant.

Attention: Ne pas faire bouillir, nettoyer au lave-vaisselle ou nettoyer en autoclave. D'autres produits de nettoyage ou méthodes de nettoyage peuvent causer un dysfonctionnement ou des dommages au produit et annuler la garantie.	
--	--

Stockage Lorsque l'appareil n'est pas utilisé: Conserver le dispositif et ses accessoires dans un endroit sec et tempéré à l'abri de la lumière du soleil, dans des conditions ambiantes conformes aux plages de température et d'humidité décrites dans la rubrique «Caractéristiques techniques».	
---	--

Avertissement : Le stockage du dispositif inutilisé pendant une période prolongée sans retirer les piles augmente le risque de fuite du liquide des piles, ce qui peut endommager le dispositif et provoquer une irritation de la peau en cas de contact. Si vos yeux ou votre peau sont exposés au liquide des piles, lavez immédiatement la partie exposée avec de grandes quantités d'eau propre. Consultez un médecin si l'irritation ou la gêne persiste.	
---	--

Étalonnage et assistance Le dispositif est étalonné lors de sa fabrication. En général, il est recommandé de faire vérifier le dispositif par votre distributeur local désigné Microlife tous les deux ans ou après un choc mécanique, la pénétration de liquide et/ou un dysfonctionnement. Pour toute question relative à la précision des mesures du dispositif, veuillez contacter votre distributeur local désigné Microlife.	
--	--

Attention : N'essayez pas de réparer ou d'étalonner le dispositif et ses accessoires vous-même.	
---	--

Élimination de l'équipement Ce dispositif est un équipement électrique médical. Le dispositif et les piles doivent être éliminés conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et aux réglementations locales en vigueur. NE jetez PAS le dispositif et les piles avec les ordures ménagères ou les déchets commerciaux.	
--	--

Garantie Cet appareil est couvert par une garantie à vie à compter de la date d'achat. Pendant cette période de garantie, à notre discrétion, Microlife réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux. Le fait d'ouvrir ou de modifier l'appareil invalide la garantie. Sont exclus de la garantie, les cas suivants: - Frais de transport et risques de transport. - Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect du mode d'emploi. - Dommages causés par une fuite des piles. - Dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation. - Matériel d'emballage / stockage et mode d'emploi. - Contrôles et maintenance réguliers (étalonnage). - Accessoires et pièces d'usure: pile. Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur auprès duquel le produit a été acheté ou le SAV Microlife. Vous pouvez également nous joindre via notre site Internet: www.microlife.com/support L'indemnisation est limitée à la valeur du produit. La garantie peut être accordée que si le produit est retourné complet avec la facture d'origine. La réparation ou le remplacement sous garantie ne prolonge ni ne renouvelle la période de garantie. Les prétentions légales et droits des consommateurs ne sont pas limités par cette garantie.	
--	--

Spécifications et conformité	
Caractéristiques techniques	
Nom du dispositif :	Thermomètre numérique
Numéro de catalogue:	MT 610
Numéro de modèle:	MT16R1
Mode de fonctionnement :	en mode direct
Site de mesure :	Sublingual, rectal ou axillaire
Plage de mesure:	32,0 °Cà 43,9 °C Un « L » s'affiche pour les températures inférieures à 32,0 °C Un « H » s'affiche pour les températures supérieures à 43,9 °C
Précision (Laboratoire):	± 0,1 °C; 34 °C – 42 °C ± 0,2 °C; 32,0 – 33,9 °C et 42,1 – 43,9 °C
Conditions d'utilisation:	10 – 40 °C; 15 – 90% d'humidité relative maximum 700 – 1060 hPa pression atmosphérique
Conditions de stockage et de transport :	-20 – +55 °C Humidité relative 15 – 90 % max. 700 – 1060 hPa pression atmosphérique
Pile:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V) env. 4500 mesures (avec une pile neuve)
Durée de vie des piles:	LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V) env. 4500 mesures (avec une pile neuve)
Indice de protection contre la pénétration (IP) :	IP67 : Étanche à la poussière. Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.
Dimensions:	124,0±0,5 x 18,3±0,2 x 10,6±0,2 mm
Poids:	Environ 10.6±0.5 g (piles incluses)
Durée de fonctionnement:	5 ans ou 10000 mesures
Informations de conformité	Ce dispositif est conforme aux exigences du règlement sur les dispositifs médicaux (UE)2017/745.
Normes de conformité :	EN 60601-1; EN 60601-1-2; EN 60601-1-11; EN ISO 80601-2-56
REMARQUE :	Sous réserve de modifications techniques.
Symboles et définitions	

	Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce produit.
	À conserver hors de la portée des enfants.
	Partie appliquée du type BF
	Attention
	Dispositif médical
	Numéro de catalogue
	Numéro de modèle

	Numéro de lot (AAAA-MM-JJ, année-mois-jour)
	Fabricant
	Pays de fabrication (Date de fabrication si la date est imprimée à côté du symbole)
	Marquage CE conforme
	Représentant autorisé dans la communauté européenne
	Limitation de température pour le fonctionnement ou le stockage
	Limitation d'humidité pour le fonctionnement et le stockage
	Éliminer conformément à la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).
	Importateur et distributeur
	Identifiant unique du dispositif
	Conserver à l'abri du soleil
	Site Web d'information pour les patients
	Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel
	A conserver dans un endroit sec
IP67	IP67 : Étanche à la poussière. Protégé contre les effets d'une immersion temporaire dans l'eau.

Beschreibung des Thermometers	
- Ein-/Aus-Taste - Display - Batteriefachabdeckung - Mess-Sensor - Reinigungs- und Desinfektionsbereich (nur Thermometer Messsonde)	
Installation und Einrichtung des Geräts Im Produkt ist eine Batterie vorinstalliert. Wenn das Symbol für schwache Batterie ⚡ auf dem Display erscheint, ist die Batterie leer und muss ausgetauscht werden. Entfernen Sie den Batterie-fachdeckel ③ mit einem geeigneten Werkzeug vom Thermometer. Legen Sie die neue Batterie so ein, dass + nach oben zeigt. HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Sie eine neue Batterie bereithalten. Den passenden Batterietyp entnehmen Sie bitte den technischen Daten. Bewahren Sie die Batterie ausserhalb der Reichweite von Kindern und Kleinkindern auf. Dieses Dokument enthält wichtige Informationen zum Betrieb und zur Sicherheit dieses Geräts. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen und bewahren Sie es für die zukünftige Nutzung auf.	
Wichtige Informationen Produktbeschreibung Ein Digitalthermometer ist ein Medizinprodukt, das die Prinzipien der äquivalenten Wärmeleitfähigkeit zwischen Produkt und Körperkontakt sowie der digitalen Signalverarbeitung nutzt, um die Körpertemperatur zu berechnen und einen Messwert anzuzeigen. Verwendungszweck Das Produkt ist für die Messung der Körpertemperatur bestimmt. Anwenderzielgruppe Das Gerät ist für die Bedienung durch Erwachsene und Jugendliche mit adäquater Sehkraft, Motorik und Urwusstsein bestimmt, die in der Lage sind, die Gebrauchsanweisung zu verstehen und allgemeine elektrische Haushaltsgeräte zu bedienen. Patientenzielgruppe Patienten jeden Alters. Umgebungsbedingungen für den Betrieb Das Produkt ist für die Verwendung in der häuslichen Gesundheitsfürsorge (z. B. in einem normalen Haushalt ohne medizinisch geschultes Personal) durch Patienten (z. B. zur Selbstmessung) oder durch eine Pflegeperson sowie in Gesundheitseinrichtungen (z. B. Arztpraxis) bestimmt. Anwendungsgebiete Dieses Produkt misst die Körpertemperatur für Hinweise auf: - Krankheiten und Zustände, die mit erhöhter oder niedriger Körpertemperatur einhergehen. Gegenanzeigen - Das Produkt ist nicht für die Verwendung an Stellen mit verletzter oder beschädigter Haut geeignet. - Führen Sie keine rektalen Messungen bei Personen mit rektalen Beschwerden durch. Achtung! HINWEIS: Warnhinweise weisen auf mögliche Gefahrensituationen hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, zum Tod, zu lebensgefährlichen oder zu schweren Verletzungen des Benutzers oder Patienten führen können. - Dieses Produkt darf nur für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke verwendet werden. Der Hersteller haftet in keinem Fall für Schäden infolge einer unsachgemäßen Anwendung. - Das Messergebnis dieses Produkts stellt keine medizinische Diagnose dar und ist nicht als Ersatz für die Beratung und Diagnose durch eine qualifizierte medizinische Fachkraft (z. B. Arzt, Apotheker oder andere medizinische Fachkräfte) vorgesehen. Verwenden Sie dieses Produkt NICHT zur Selbstdiagnose oder zur Selbstbehandlung einer Erkrankung. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn sich der Patient offensichtlich unwohl fühlt und/oder physiologische oder medizinische Symptome aufweist. - Dieses Produkt enthält eine Knopfzelle. Eine verschluckte Knopfzellenbatterie kann innerhalb von nur zwei Stunden innere Verätzungen verursachen und zum Tod führen. Entsorgen Sie leere Batterien sofort. Halten Sie neue und leere Batterien von Kindern/ Kleinkindern fern. Beim Verdacht, dass eine Batterie verschluckt oder in Körperöffnungen eingeführt wurde, ist sofort ein Arzt aufzusuchen.	

Fehler	Bezeichnung	Lösung
«ERR»	Das Thermometer ist defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Microlife Service vor Ort.
Wenn das « L » Symbol auf dem Display erscheint	Die Temperatur ist niedriger als der angegebene Messbereich.	Führen Sie weitere Temperaturmessungen durch, bis das Display einen Temperaturwert anzeigt.
Wenn das « H » Symbol auf dem Display erscheint	Die Temperatur ist höher als der angegebene Messbereich.	Lassen Sie das Thermometer abkühlen und messen Sie dann die Temperatur erneut.

Instandhaltung und Entsorgung Reinigung und Desinfektion Es wird empfohlen, das Thermometer vor und nach dem Gebrauch zu reinigen. (Entfernen Sie ggf. die Sondenkappe vor der Reinigung und Desinfektion) Reinigen und Desinfizieren des Thermometers: Befeuchten Sie einen Tupfer oder ein Baumwolltuch mit 70%igem Isopropylalkohol.	
--	--

Gesundheitspersonal (professionellen Anwendern) durchgeführt werden. Verwenden Sie stattdessen eine andere Messmethode. Für die rektale Fiebermessung bei Kleinkindern unter 3 Jahren sind Thermometer mit einer flexiblen Sonde erhältlich.

- Professionelle Anwender müssen die länderspezifisch geltende Medizinprodukte-Verordnung beachten.

VORSICHT
HINWEIS: Vorsichtshinweise weisen auf mögliche Gefahrensituationen hin, die, wenn sie nicht vermieden werden, zu leichten oder geringfügigen Verletzungen des Benutzers oder Patienten bzw. zu Sach- oder Umweltschäden führen können. - Wird die Körpertemperatur des Patienten beeinflusst (z. B. durch einen Inkubator oder eine Heizdecke), darf das Messergebnis dieses Geräts nicht zur Feststellung von Fieber verwendet werden. - Es wird empfohlen, vor und nach der Messung eine kompatible Sondenkappe zu verwenden oder das Produkt zu reinigen/ und/ oder zu desinfizieren, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden. Siehe Abschnitt «Reinigung und Desinfektion» für weitere Einzelheiten. - Beißen oder kauen Sie nicht an der Sonde und biegen Sie sie nicht mehr als 45°. - Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie einen Schaden erkennen oder Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt.

Informationen zur elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Gerät entspricht der Norm EN 60601-1-2 für Elektromagnetische Störungen. Weitere Dokumentation gemäß dieser EMV-Norm ist von Microlife auf www.microlife.com/electro-magnetic-compatibility verfügbar. - Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von starken elektromagnetischen Feldern und tragbaren Hochfrequenz-Kommunikationsgeräten (z.B. Mikrowellenherd und mobile Geräte). Halten Sie einen Mindestabstand von 0,3 m zu solchen Geräten ein, wenn Sie dieses Gerät verwenden. - Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung in der Nähe von medizinischen Geräten, einschließlich chirurgischen Hochfrequenz (HF)-Geräten, Magnetresonanztomographen (MRT) und Computertomographen (CT), zugelassen. Meldung von unerwünschten Ereignissen Bitte melden Sie alle schwerwiegenden Vorfälle im Zusammenhang mit dem Gerät, Verletzungen oder unerwünschte Ereignisse der örtlich zuständigen Behörde, dem Hersteller oder dem europäischen Bevollmächtigten (EU REP). Inbetriebnahme des Thermometers Zum Einschalten des Thermometers die Ein-/Aus-Taste ① drücken; ein kurzer Signalton signalisiert «Thermometer EIN». Ein Display-Test wird durchgeführt. Alle Segmente sollten angezeigt werden. Anschließend erscheint bei einer Umgebungstemperatur von weniger als 32 °C ein « L » sowie ein blinkendes « C » im Display ② . Das Thermometer ist jetzt bereit zur Messung.	
---	--

Funktionstest Nach jedem Einschalten des Thermometers wird automatisch ein Funktionstest durchgeführt. Bei einer Fehlfunktion (ungenauae Messung) erscheint « ERR » im Display, und es kann keine weitere Messung ausgeführt werden. In diesem Fall muss das Thermometer ausgetauscht werden. Bedienung Wählen Sie die bevorzugte Messart. Während der Messung wird die aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das « C »-Zeichen blinkt. Wenn ein Signalton 10-mal ertönt und das « C » nicht mehr blinkt, bedeutet dies, dass die End-Temperatur ermittelt wurde und das Thermometer bereit zum Ablesen ist. Zur Verlängerung der Batterielebensdauer das Thermometer durch kurzes Drücken der Ein-/Aus-Taste ① ausschalten. Ansonsten schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten aus. Den letzten Messwert anzeigen Beim Einschalten des Thermometers wird der letzte Messwert zusammen mit einem « M » für Messwertspeicher angezeigt. Messarten / Normale Körpertemperatur Unter dem Arm (axillär) / 34,7 – 37,3 °C Wischen Sie die Achselhöhle mit einem trockenen Tuch ab. Platzieren Sie den Messensor ④ unter dem Arm in der Mitte der Achselhöhle, sodass die Spitze die Haut berührt und positionieren Sie den Arm des Patienten neben dem Körper des Patienten. Dies stellt sicher, dass die Raumluft den Messwert nicht beeinflusst. Da die Achselhöhle länger braucht, um ihre stabile Temperatur zu erreichen, warten Sie unabhängig vom Signalton mindestens 5 Minuten. In der Mundhöhle (oral) / 35,5 – 37,5 °C Essen oder Trinken Sie 10 Minuten vor der Messung nichts Heisses oder Kaltes. Der Mund sollte mindestens 2 Minuten vor Beginn einer Messung geschlossen bleiben. Das Thermometer in eine der beiden Taschen unter der Zunge, links oder rechts an der Zungenwurzel, einführen. Der Mess-Sensor ④ muss einen guten Gewebekontakt haben. Den Mund schliessen und ruhig durch die Nase atmen; so wird das Messergebnis nicht durch die Atemluft beeinflusst. Ist dies aufgrund verstopfter Atemwege nicht möglich, sollte eine andere Messmethode angewendet werden.	
---	--

Mindestmesszeit: 60 Sekunden Im After (rektal) / 36,6 – 38,0 °C Die Verwendung einer Schutzhülle sowie von Petrolatum (z.B. Vaseline) wird empfohlen. Der Mess-Sensor ④ des Thermometers wird vorsichtig 1-2 cm weit in den After eingeführt. Wenn Sie sich bei dieser Messmethode nicht sicher sind, sollten Sie einen Fachmann zur Anleitung / Schulung konsultieren. Mindestmesszeit: 60 Sekunden Fehler und Fehlerbehebung	
--	--

Fehler	Bezeichnung	Lösung
«ERR»	Das Thermometer ist defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Microlife Service vor Ort.
Wenn das « L » Symbol auf dem Display erscheint	Die Temperatur ist niedriger als der angegebene Messbereich.	Führen Sie weitere Temperaturmessungen durch, bis das Display einen Temperaturwert anzeigt.
Wenn das « H » Symbol auf dem Display erscheint	Die Temperatur ist höher als der angegebene Messbereich.	Lassen Sie das Thermometer abkühlen und messen Sie dann die Temperatur erneut.

Instandhaltung und Entsorgung Reinigung und Desinfektion Es wird empfohlen, das Thermometer vor und nach dem Gebrauch zu reinigen. (Entfernen Sie ggf. die Sondenkappe vor der Reinigung und Desinfektion) Reinigen und Desinfizieren des Thermometers: Befeuchten Sie einen Tupfer oder ein Baumwolltuch mit 70%igem Isopropylalkohol.	
--	--

Wischen Sie die Oberfläche des Produkts vom Ende der Thermometersonde ⑤ in Richtung des Messfühlers ④ sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite dreimal pro Tupfer ab. Wiederholen Sie diesen Schritt, um das Thermometer sowohl zu reinigen als auch zu desinfizieren (verwenden Sie mindestens zwei Tupfer). Vorsicht: Vermeiden Sie das Abwischen und Eintauchen des Displays, um ihn vor Verlassen zu schützen. Vorsicht: Vermeiden Sie das Abwischen und Eintauchen des Displays, um ihn vor Verlassen zu schützen.	
Lassen Sie das Thermometer auf einem sauberen Papierhandtuch 1 Minute lang trocknen. Prüfen Sie, ob das Thermometer nach der Reinigung und Desinfektion ordnungsgemäß funktioniert. HINWEIS: Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des Desinfektionsmittelherstellers. Vorsicht: Nicht kochen, in der Spülmaschine reinigen oder autoklavieren. Andere Reinigungsmittel oder Reinigungsmethoden können Fehlfunktionen oder Schäden am Produkt verursachen und führen zum Erlöschen der Garantie.	

Aufbewahrung Wenn nicht in Gebrauch: Bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör an einem trockenen, kühlen Ort auf, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist, sowie innerhalb der im Abschnitt «Technische Daten» angegebenen Temperatur- und Feuchtigkeitsbereiche. Warnhinweis: Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt aufbewahren, ohne die Batterien zu entfernen, erhöht sich die Gefahr eines Auslaufs von Batterieflüssigkeit, die bei einem Kontakt zu Geräteschäden und Hautreizungen führen kann. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit den Augen oder der Haut den betroffenen Bereich sofort mit reichlich sauberem Wasser waschen. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn die Reizung oder das Unwohlsein anhalten.	
Kalibrierung und Kundendienst Das Gerät wird bei der Herstellung kalibriert. Im Allgemeinen wird empfohlen, das Gerät alle zwei Jahre oder nach mechanischen Einwirkungen, Eindringen von Flüssigkeiten und/oder Fehlfunktionen von Ihrem Microlife Vertriebshändler vor Ort überprüfen zu lassen. Bei Fragen zur Messgenauigkeit des Geräts wenden Sie sich bitte an Ihren Microlife Vertriebshändler vor Ort. Vorsicht: Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät und sein Zubehör selbst zu warten oder zu kalibrieren. Entsorgung Dieses Gerät ist ein medizinisches elektrisches Gerät. Entsorgen Sie dieses Gerät und die Batterien gemäß der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sowie den geltenden örtlichen Vorschriften. Entsorgen Sie das Gerät und die Batterien NICHT im Haushalts- oder Gewerbeabfall.	

Garantie Für dieses Produkt gilt eine lebenslange Garantie ab Kaufdatum. Während der Garantiezeit repariert oder ersetzt Microlife, nach eigenem Ermessen, das defekte Produkt kostenlos. Wurde das Gerät durch den Benutzer geöffnet oder verändert, erlischt der Garantieanspruch. Folgende Punkte sind von der Garantie ausgenommen - Transportkosten und Transportrisiken - Schäden die durch falsche Anwendung oder Nichteinhaltung der Gebrauchsanweisung verursacht wurden - Schäden durch auslaufende Batterien - Schäden durch Unfall oder Missbrauch - Verpackungs- / Lagermaterial und Gebrauchsanweisung - Regelmässige Kontrollen und Wartung (Kalibrierung) - Zubehör und Verschleissteile: Batterien Sollte ein Garantiefall eintreten, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an Ihren lokalen Microlife-Service. Sie können Ihren lokalen Microlife-Service über unsere Website kontaktieren: www.microlife.com/support Die Entschädigung ist auf den Wert des Produkts begrenzt. Die Garantie wird gewährt, wenn das vollständige Produkt mit der Originalrechnung zurückgesandt wird. Eine Reparatur oder ein Austausch innerhalb der Garantiezeit verlängert oder erneuert die Garantiezeit nicht. Die gesetzlichen Ansprüche und Rechte der Verbraucher sind durch die Garantie nicht eingeschränkt.	
--	--

Technische Daten und Konformität	
Technische Daten	
Produktbezeichnung:	Digitalthermometer
Katalognummer:	MT 610
Modell-Nummer:	MT16R1
Betriebsart:	Direktmodus
Messstelle:	Unter der Zunge (sublingual), im After (rektal) oder unter dem Arm (axillär)
Messbereich:	32,0 °C bis