





Salute & Benessere

Fascia ECG con fermi sagomati

Per ECG a riposo a 12 derivazioni



- UNIVERSALE - utilizzabile con tutti i dispositivi per ECG a 12 derivazioni di tutte le marche
- TAGLIA UNICA - per uomini, donne, bambini da 10 anni in su
- ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA - velocizza i tempi per un ECG e non necessita di prodotti monouso
- SEMPLICE E PRATICA - non necessita di rasatura, è indolore e si posiziona in modo semplice e rapido
- Con fermi sagomati per l'ancoraggio della fascia alle braccia. Estendendo le braccia si estende la fascia posizionando correttamente gli elettrodi precordiali
- In silicone flessibile ed elastico (priva di lattice)
- Igienica (include una protezione igienica antimicrobica Sanitized®) e riutilizzabile
- Non richiede manutenzione. Elettrodi e parti in plastica possono essere facilmente sostituiti
- Collegamento ai cavi delle derivazioni con connettori a snap/clip
- 6 elettrodi per torace (precordiali) + 4 elettrodi a pinza periferici in Ag/AgCL (Argento / Argento Cloruro)
- Garanzia 12 mesi. La garanzia copre le parti in silicone



Dotazione

Fascia ECG con fermi sagomati, 4 elettrodi in Ag/AgCL a pinza periferici, adattatori a banana e clip (per cavi da 3 e 4 mm) già predisposti sulle pinze, custodia morbida

La Fascia ECG con fermi sagomati è un innovativo sistema di elettrodi per ECG a 12 derivazioni, che consente di ottenere rapidamente un ECG in condizioni di riposo e in posizione sdraiata, seduta o semiseduta senza necessità di spogliarsi. Ideale per le farmacie con poco spazio o senza lettino. La fascia è universale perché può essere connessa a qualsiasi cavo per ECG.

La fascia è flessibile e può essere tirata in modo da adattarsi a tutte le forme e le dimensioni del corpo, a donne, uomini e bambini sopra i 10 anni: quando adattata al petto, si estende alle proporzioni necessarie, e la distanza fra gli elettrodi si regola automaticamente.

Cod. 12303

FASCIA ECG CON FERMI SAGOMATI
PREZZO SU RICHIESTA



Clinicamente
validato



12 derivazioni



Posizionamento
facile



Universale



ATTENZIONE

- Se utilizzata in Telemedicina e/o da seduti segnalarlo al medico che referta.
- Per pazienti con conformazioni fisiche particolari come obesi, donne con grande seno, bambini molto piccoli o altro (dove si riscontra una non aderenza degli elettrodi) utilizzare il metodo convenzionale (pompette/elettrodi monouso).

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.

CE