



Salute & Benessere






Saturimetro

portatile da dito



- Parametri di visualizzazione: valore di ossigeno nel sangue, valore di PR, diagramma a barre di ossigeno nel sangue, grafico della forma dell'onda delle pulsazioni
- Schermo OLED a due colori blu e giallo
- Indicazioni di visualizzazione: quattro direzioni, sei modalità di visualizzazione
- Risparmio energetico: due batterie AAA (non incluse)
- Spegnimento automatico dopo 7 secondi in assenza di segnale
- Garanzia 2 anni

Il saturimetro è un dispositivo medico portatile, misura la frequenza del polso in modo rapido e preciso, la saturazione di ossigeno nel sangue SpO2 dei livelli di emoglobina arteriosa.



Dotazione

1 ossimetro, 1 manuale istruzioni, 1 cordina

Cod. 10112401
**SATURIMETRO PORTATILE
DA DITO
DIAGNOSTICARE**



Display a colori
con rotazione
automatica



Misurazione
con un tasto



Display
retroilluminato



Per adulti
e bambini



Basso consumo
e protezione
dell'ambiente

SPECIFICHE TECNICHE

Dimensioni	5,9 x 3,1 x3 cm
Intervallo di misurazione	70% - 99%
Precisione	± 2% sul palco del 70% - 99%, non specificato (≤ 70%)
Intervallo di misurazione	30 BPM – 240 BPM
Precisione	± 1 BPMo ± 1%
Utilizzo ottimale	Temperatura: 15-30° Precisione Atm: 86kPa – 106kPa
Peso netto	47 g
Autonomia batterie	Più di 40 ore
Conservazione	Conservare tra -10° e ± 45°
Marca	Yonker
Importatore	Prodotto importato da PM2 Services srl. Per la data di produzione, la data di scadenza e il lotto, fare riferimento al confezionamento o alle informazioni inserite in fattura.
Produttore	Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd.
BD/RDM	2038401
CND	Z1203020408 - PULSOSSIMETRI

CERTIFICAZIONE/MARCATURA/NORME

Il saturimetro è certificato CE 0123 (Conformità Europea):

- Ente certificatore **TUV SUD (Body n° 0123)**
- **Registrazione n° G1 092582 0009 REV.00**
- **Dispositivo Medico di Classe IIA** secondo il Reg. (UE) 2017/745.
Questo regolamento stabilisce i requisiti di progettazione, fabbricazione e libera circolazione nell'Unione Europea.
- Risponde alla Norma Europea: **ENISO 13485:2016**

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

CE0123

UTILIZZO/PULIZIA

Si prega di utilizzare l'alcool medico per pulire la gomma prima di ogni test e pulire il dito testato con alcool prima e dopo il test.

Quando si inserisce il dito nell'ossimetro, la superficie dell'unghia deve essere rivolta verso l'alto, ed è preferibileappare bene il dito. Non muovere il dito quando l'ossimetro è in funzione.