



# Thermo Green

Termometro ecologico al gallio




Contenitore antiurto



- Termometro senza mercurio con colonnina di misurazione ecologica (lega di Gallio)
- Con contenitore antiurto ed abbattitore di colonnina di misurazione
- Pratico, preciso ed affidabile
- Completamente disinfettabile ed impermeabile
- Controllato per garantire precisione e tolleranza dei limiti di misurazione

È un termometro clinico ecologico senza mercurio. La colonnina di misurazione è composta da una lega di Gallio completamente **atossica e non nociva per l'ambiente**.

THERMO GREEN è smaltibile con i rifiuti domestici.



**Dotazione:** termometro Thermo Green, manuale d'uso in Italiano.

Cartone da 24 pezzi  
Cod. 12059  
**THERMO GREEN**



Abbattitore della colonnina di misurazione



Per adulti  
e bambini

## SPECIFICHE TECNICHE

---

<b>Tipo:</b>	Termometro in vetro a colonnina di misurazione con lega di Gallio
<b>Range di misurazione:</b>	da 35,0 a 42,0 °C
<b>Risoluzione:</b>	0,1 °C
<b>Precisione di misurazione:</b>	+0,1 °C / -0,15 °C
<b>Condizioni di esercizio:</b>	20 °C - 42 °C
<b>Condizioni di stoccaggio:</b>	20 °C - 42 °C

Tutti i termometri sono stati ispezionati dal produttore per il rispetto delle tolleranze di misurazione prescritte (+0,1 / -0,15) °C.

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC. Norma EN12470-1 termometri clinici, parte 1 (termometri in vetro a dilatazione di liquido metallico con dispositivo di massima).

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

