



Salute & Benessere

# Aneroid KIT

## Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio



- Manometro ad alta precisione e sensibilità in lega di alluminio
- Fonendoscopio a testa piatta in alluminio pre-posizionato sul bracciale
- Bracciale con anello autotirante a D e con indicazione dell'arteria
- Pompetta di gonfiaggio in PVC con valvola di sgonfiaggio integrata
- Quadrante di grandi dimensioni con indicatore valori pressori normali
- Facile da usare e confortevole
- Ideale sia in ambito domiciliare che ambulatoriale
- Borsina per il trasporto



Lo sfigmomanometro ad aneroide è un dispositivo per la misurazione della pressione arteriosa e lavora in modo auscultatorio secondo il metodo Korotkoff.

ANEROID KIT COLPHARMA® è dotato di fonendoscopio integrato e di bracciale con anello autotirante a D e indicazione dell'arteria, ideali per l'automisurazione della pressione.

Tutte le camere d'aria e la pompetta sono in PVC. La pompetta è dotata di valvola di sgonfiaggio integrata. All'interno del quadrante del manometro è presente un indicatore dei valori normali pressori (numeri in verde) per una facile interpretazione.

### Dotazione

Borsina per il trasporto, chiave di regolazione, manuale d'uso.

Cod. 12304  
ANEROID KIT



Alta precisione e sensibilità



Design intelligente

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Diametro del quadrante:</b>	48 mm
<b>Dimensione del manometro:</b>	50 * 50 * 24 mm
<b>Peso netto del prodotto:</b>	105 ± 5 g
<b>Range di misurazione:</b>	0-300 mmHg
<b>Risoluzione:</b>	2 mmHg
<b>Precisione:</b>	±3 mmHg
<b>Perdita di aria:</b>	≤4 mmHg/min
<b>Velocità di sgonfiaggio:</b>	2-3 mmHg/s
<b>Sgonfiaggio rapido:</b>	da 260 mmHg a 15 mmHg ≤ 10s
<b>Condizioni di esercizio:</b>	temperatura +10 °C - +40 °C; umidità 20% - 85%
<b>Condizioni di stoccaggio:</b>	temperatura -20 °C - +70 °C; umidità: 20% - 85%

Questo dispositivo è conforme alla direttiva sui prodotti medicali 93/42/EEC.  
Con riserva di apportare modifiche tecniche.

# CE0123