



COLPHARMA®

Salute & Benessere

Air 2000 P R O

Aerosol portatile con
tecnologia EASY MESH



- EASY MESH sostituibile per una migliore igiene e durata
- EASY MESH di ricambio inclusa nella confezione (1 pezzo)
- Silenzioso, leggero e portatile
- Funzionamento a batterie o con cavo USB Tipo C
- Efficace micro-nebulizzazione
- Garanzia 5 anni

Air 2000 PRO è un micro-nebulizzatore per aerosolterapia a MESH di nuova generazione che garantisce performance eccellenti di nebulizzazione del farmaco per il trattamento delle vie aeree.

L'innovativa tecnologia EASY MESH rende la sostituzione della Mesh semplice ed economica, garantendo maggiore durata e maggiore igiene.

Air 2000 PRO è trasportabile, di dimensioni contenute, maneggevole e leggero. Completamente silenzioso, assicura il massimo confort durante la terapia.

Air 2000 PRO funziona a batterie o con cavo USB.

Guarda
i video




**EASY MESH
sostituibile**



Porta
USB
Tipo C



Velocità di
nebulizzazione
regolabile



Con
tecnologia
a MESH



Silenzioso
(non fa rumore)



Trattamento efficace
per le basse e medie
vie respiratorie



Leggero e portatile
(funziona senza fili)



Avanzata modalità
di auto-pulizia



Cartone da 4 pezzi
Cod. 12608
AIR 2000 PRO



6 970384 251159

VELOCITA' DI
NEBULIZZAZIONE
0,20* ml/min

*TESTATO CON NaCl 0,9%



**USO OCCASIONALE
E DOMICILIARE**




Principio di funzionamento della tecnologia EASY MESH

La MESH è una “maglia” metallica caratterizzata da migliaia di microfori.


Il farmaco **1** passa attraverso la MESH **2** che viene fatta vibrare ad alta frequenza nebulizzando il farmaco in particelle finissime **3** efficaci per l'aerosolterapia. La tecnologia EASY MESH garantisce performance di nebulizzazione eccellenti con i principali farmaci* per il trattamento delle vie aeree.



* Non nebulizza farmaci a base di acido ialuronico e sostanze oleose.



Air 2000 PRO utilizza la tecnologia EASY MESH per una facile ed economica sostituzione in caso di decadimento delle prestazioni di nebulizzazione e per una maggiore igiene (cambio paziente / farmaco).



Cod. 12609
EASY MESH
Ricambio per aerosol



8 056209 786094



Dotazione

Dispositivo Air 2000 PRO, ricambio EASY MESH, boccaglio, mascherina adulti e pediatrica, cavo USB Tipo C, 2 batterie AA, borsina di trasporto, manuale d'uso.



SPECIFICHE TECNICHE

Nome del prodotto:	Aerosol portatile a Mesh
Modello:	NB-818B
Alimentazione:	Adattatore (CA-CC 5 V, 1 A) o 2 batterie AA (3 V)
Potenza nominale:	<3 W
Frequenza ultrasonica:	Circa 110 kHz
Livello di sicurezza:	Tipo BF
Portata massima di nebulizzazione:	≥0,2 ml/min
Volume massimo/minimo del liquido:	8 ml/0,5 ml
MMAD:	≤ 5 µm
FPD:	> 60%
Indicatore di batteria scarica:	1.9V±0.2V
Durata prevista:	Unità principale: 5 anni Accessori: 6 mesi
Durata della batteria:	90 minuti con due batterie alcaline AA (o LR6)
Modalità di pulizia:	Si
Temperatura e umidità di esercizio -	+5 °C - +40 °C, 15% - 90% di umidità relativa,
Pressione dell'aria:	da 700 hPa a 1060 hPa
Temperatura e umidità di stoccaggio -	-25 °C - +70 °C, 15% - 90% di umidità relativa,
Pressione dell'aria:	da 700 hPa a 1060 hPa
Grado di inquinamento:	Grado 2
Categoria di tensione:	Categoria II
Altitudine:	<3000 m
Dimensione:	108 mm × 75 mm × 45 mm

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

